

Produkt: SONAX FlächenDesinfektion**Artikelnummer:** 0403 2410/5050**Rezepturnummer:** 40300004

Produktbeschreibung: **Materialschonend dank alkoholfreier Formulierung**
Flächendesinfektionsmittel mit breitem Wirkungsspektrum gegen Viren* und Bakterien. Gebrauchsfertige Lösung zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen. Sorgt einfach, schnell und schonend für keimfreie und saubere Flächen. Äußerst materialschonend auf Lack, Kunststoff und Gummi. Nicht für die Reinigung und Desinfektion von Textilien (Sitzpolster etc.) Auch ideal einsetzbar für die hygienische Reinigung von Handgriffen, Kopf- und Armlehnen sowie anderen Flächen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Nicht für die Reinigung und Desinfektion von Textilien wie z.B. Sitzpolstern. Farbstoff-, alkohol- und parfümfrei.
* viruzid z.B. auch wirksam gegen das Corona-Virus.

Anwendung als Reiniger: Produkt auf ein SONAX MicrofaserTuch (z.B. Art. Nr. 04165000) sprühen. Gleichmäßig über die zu reinigende Fläche wischen. Bei starken Verschmutzungen empfehlen wir die Reinigung mit dem SONAX XTREME AutoInnenReiniger.

Anwendung zur Desinfektion: SONAX FlächenDesinfektion auf ein SONAX MicrofaserTuch (Art. Nr. 04165000) sprühen und auf der gereinigten Fläche verteilen. Bereits nach kurzer Zeit fängt das Produkt an zu wirken. Einwirkzeit 5 Minuten. Anschließend Reste mit einem leicht feuchten Tuch abnehmen.

Chem. Charakterisierung: Wässrige Lösung von Benzalkoniumchlorid

Kenndaten:

Aussehen:	klare, farblose Lösung
Dichte:	0,99 – 1,00 g/ml
Viskosität :	10 – 12 s (Fordbecher 4mm)
pH:	10,5 – 11,5

Verpackung:

500 ml HDPE-Triggerflasche	(0403 2410)
5 l UN Kanister 2-Griff natur	(0403 5050)

Sicherheitsdaten: Siehe Sicherheitsdatenblatt